

# Biotone®

**ipn** + Durabilidade  
+ Durabilidad  
+ Durability

Polímero Interpenetrado  
Interpenetrated Polymer



Dientes de Resina Acrílica



For better dentistry

**DENTSPLY**

# Anteriores SUPERIORES



**LEPTOSÓMICO**  
(Delgado)

Ancho (mm) de los  
6 anteriores en la curva.  
Largo(mm) del Central  
sin cuello.  
Ancho (mm) del Central.



**ATLÉTICO**

Ancho (mm) de los  
6 anteriores en la curva.  
Largo(mm) del Central  
sin cuello.  
Ancho (mm) del Central.

Biotone<sup>®</sup> ipon

**2D**  48,0 9,5 7,75

**2N**  47,0 10,25 7,5

**2P**  52,0 11,25 8,5

**A25**  49,5 9,5 8,5

**264**  50,0 10,75 8,0

**266**  55,0 12,0 9,0

**A23**  46,0 9,0 7,25

**A26**  52,5 9,75 9,0



**PÍCNICO**  
(Grueso)

**3D**  49,0 9,25 8,0

**3M**  43,0 9,0 7,0

**3N**  48,5 10,0 8,0

**3P**  52,5 10,5 8,5

# Anteriores INFERIORES

# POSTERIORES

Ancho (mm) de los  
6 anteriores en la curva.  
Largo(mm) del Central  
sin cuello.  
Ancho (mm) del Central.

Longitud (mm) de la línea de  
mesial de 1er. prem. a distal  
del 2o. Molar Superior.  
Longitud (mm) de la línea de  
mesial de 1er. prem. a distal  
del 2o. Molar Inferior.

3M		33,5	8,25	5,0
2D		34,0	9,25	5,0
2N		35,0	9,0	5,0
3D		36,5	8,75	5,0
3N		36,5	9,5	5,0
2E		37,5	9,5	5,5
2P		38,5	9,75	5,5
46		39,0	8,75	5,5
3P		39,5	10,0	6,0
26		39,5	11,5	5,5

32L		32,05	33,70
32M		32,20	33,40
34L		34,15	35,65

### Dientes anatómicos de acuerdo al Biotipo:

#### Leptosómico

- Cuerpo longilíneo
- Arcada Trapezoidal

#### Atlético

- Cuerpo Intermedio
- Arcada Cuadrada

#### Pícnico

- Cuerpo grueso redondeado
- Arcada Ovalada


## EL DIENTE MÁS FAMOSO ¡AHORA EN IPN!

Después de años de reconocimiento y tradición en el mercado, Biotone tiene un gran perfeccionamiento.

Biotone IPN es elaborado con resina de entrecruzamiento de alta densidad, con resistencia química y fluorescencia, siendo el único diente con tecnología IPN.

Ahora, el diente con más años de fama y éxito clínico en el mercado es todavía mejor.

El resultado: Mayor seguridad y confianza para el técnico dental, el dentista y el paciente.



### POLÍMERO IPN

IPN es la tecnología desarrollada exclusivamente por DENTSPLY y consiste en un **Red Interpenetrada de Polímeros** con refuerzo de cargas minerales. Se trata de un polímero más resistente al desgaste, a los impactos causados por la masticación y al ataque químico de los alimentos ácidos.

### BENEFICIOS RESULTANTES

- Mayor resistencia, integridad química y fluorescencia del diente.
- Mayor estabilidad del color.
- Menos desgaste.
- Mayor durabilidad de la prótesis en la boca.

## CUADRO DE ARTICULACIÓN

Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores Sup. e Inf. 33°
2D	2D	32M 32L
3D	3D	32M
2N	2N	32L
2P	2P	34L - 32L
A23	3M	32M
A25	2E	32M
A26	46	32M
3M	3M	32M
3N	3N	32M 32L
3P	3P	32M - 32L
263	2N	32M 32L
264	2E	32M - 32L
266	26	34L

## TABLA DE TONOS

A2 A3 A3,5 B2 B3 B4 C3 D3 D4